

# Duo Photometer plus

DP 350



## Ein Messgerät für die wichtigsten Parameter



Mit dem Duo Photometer plus können die am häufigsten angewandten Parameter gemessen werden. Es ist damit ein zuverlässiger Partner in unterschiedlichen Bereichen:

- In vielen **Frauenarztpraxen** bei der Messung des Hämoglobins und der Glucose in der Schwangerenvorsorge.
- Als Begleiter von **Hebammen** erspart es mit der Messung des Neonatalen Bilirubins in der häuslichen Umgebung den frisch entbundenen Müttern den Weg zum Arzt.
- Das Lactat spielt in der **Leistungsdiagnostik**, beim **Reha-Sport** und in der **Notfalldiagnostik** eine große Rolle. Es wird in wenigen Minuten erfasst und es können bis zu 20 Proben parallel gemessen werden.

Das Gerät findet zusammen mit dem Zubehör und der Minizentrifuge in einem Gerätekoffer Platz.

### Duo Photometer plus DP 350

Maße / Gewicht: 19×10×5cm / 0,4kg  
Wellenlängen: 520 / 546 nm  
Betrieb Akku 9V oder Netzstecker  
Photometrische Unrichtigkeit:  
< 0,5% bei E = 1,000

### Minizentrifuge DZ 002


Durchmesser / Gewicht: 16 cm / 1 kg

### Gerätekoffer DK 002

Maße: 45×36×14 cm  
Gewicht: 1,6kg

Parameter	Art. Nr.	Proben- volumen	Probenmaterial			Zubehör
			Kapillar-/ Venenblut	Serum	Plasma	Minizentrifuge
Bilirubin	BIL 142	100 µL	○	●	●	○
Bilirubin Neonatal <sup>1</sup>		20 µL	●	●	●	●
Erythrocyten	ERY 142	10 µL	●	○	○	○
Glucose	GLU 142	10 µL	●	●	●	○
Hämoglobin-HiCN	HB 142	10 µL	●	○	○	○
Hämoglobin-SLS	HB 342	10 µL	●	○	○	○
Hämatokrit	HCT 142	10 µL	●	○	○	○
Lactat	LAC 142	10 µL	●	○	●	○

<sup>1</sup> Zur Gewinnung von 20 µL Serum/Plasma sind ca. 100 µL Kapillarblut und die Minizentrifuge erforderlich



Entwicklung • Herstellung • Vertrieb von Diagnostica  
*Development • Production • Distribution of Diagnostics*



### Duo Photometer plus DP 350

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis/€
DP 350	Duo Photometer plus inkl. Netzgerät und Anleitung	790,00

### Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis/€
DK 002	Gerätekoffer	149,00
DZ 002	Minizentrifuge	498,00
LH 006	Küvettenständer	14,60
LH 007	Mikropipetter (Pipettierhilfe)	39,00

### Testkits

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis/€
BIL 142	Bilirubin, Bilirubin neonatal	40 Tests	85,80
ERY 142	Erythrocyten	40 Tests	35,40
GLU 142	Glucose	40 Tests	51,00
HCT 142	Hämatokrit	40 Tests	41,10
HB 142	Hämoglobin-HiCN	40 Tests	35,40
HB 342	Hämoglobin-SLS	40 Tests	35,40
LAC 142	Lactat	40 Tests	63,00

### Verbrauchsartikel

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis/€
LH 026	Kapillaren, 10 µL, Ringmarke	250	28,10
LH 029	Kapillaren, 20 µL, Ringmarke	250	28,10
LH 028	Kapillaren, 100 µL, Ringmarke	250	28,10
LH 037	Microvetten, 200µL, Li-Hep.	100	34,90

### Kontrollmaterialien

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis/€
HEM QS	Richtigkeits- und Präzisionskontrolle der Hämoglobin-Bestimmung	5 x 1mL	44,20
ERY QS	Richtigkeits- und Präzisionskontrolle der ERY- und HCT-Bestimmung	5 x 1mL	44,20
LAC QS	Lactat-Kontrollset, 2,00 / 4,00 / 10,0 mmol/L	3 x 4mL	33,30
GLU QS	Richtigkeits- und Präzisionskontrolle der Glucose-Bestimmung	3 x 4mL	33,30
BIL QS	Richtigkeits- und Präzisionskontrolle der Bilirubin-Bestimmung	20 Tests	43,70

Alle Preise ohne USt.

Preisliste 01/2024 Diaglobal GmbH